

# DURANTE QUANTOS PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS **VOCÊ ESTÁ FUMANDO?**



**EM QUASE TODOS.**

**95% DESSES PROCEDIMENTOS  
PRODUZEM FUMAÇA CIRÚRGICA.**

---

A fumaça cirúrgica contém substâncias cancerígenas, mutagênicas, neurotóxicas, vírus e bactérias como: HPV, HIV, tuberculose e hepatite.

Mais de 100 substâncias químicas foram identificadas na fumaça cirúrgica.\*

---

\* Veja material técnico em [www.bioargo.com](http://www.bioargo.com)



Líder Mundial em Sistema de  
Aspiração de Fumaça Cirúrgica

## PlumeSafe® TURBO Auto-Sense

### Aspirador de Fumaça Cirúrgica

- Extremamente silencioso, mas com muita potência até 2239LPM.
- Painel de LCD interativo, com indicação de vida útil do filtro.
- TURBO - permite um aumento imediato em sucção.
- Tecnologia RFID.



## ViroVac®

### Aspirador de Fumaça Cirúrgica

- Design compacto, permite fácil acomodação e empilhamento.
- Filtro ULPA de até 35 horas, reduz custo por procedimento.
- Filtro com 3 portas de diferentes tamanhos, cobertas para maior proteção.
- Silencioso e simples - reduz necessidade de treinamento.
- Indicador de vida útil do filtro e potência de até 708LPM.



## EZLink®

### Acionador Automático

- Aciona o aspirador automaticamente apenas quando o bisturi é ligado.
- Permanência ajustável de até 10 segundos após desligar o bisturi.
- Aumenta a vida útil do filtro e a segurança dos profissionais.
- Compatível com todos os tipos de aparelhos de bisturi.
- Pode ser instalado facilmente em qualquer lugar.



## PenAdapt®

### Adaptador para Caneta Cirúrgica

- Ferramenta projetada para prender a quase todos os bisturis elétricos.
- Oferece ao profissional a liberdade de trabalhar sem ter que preocupar-se em posicionar corretamente ou segurar o tubo do aspirador.
- Ergonômico e de silicone flexível. Provê conforto e visibilidade ao profissional.



## SOLUÇÕES INOVADORAS PARA LAPARASCOPIA E ROBÓTICA

## PlumePort®

### Tubo de Filtragem para Laparoscopia

- Aspiração automática da fumaça durante o procedimento cirúrgico.
- Elimina necessidade de abertura da válvula do trocater durante a cirurgia.
- Diminui retiradas da ótica para limpeza.
- Redução do tempo de cirurgia.



## LaparoVue®

### Sistema de Visibilidade

- Aquece, faz balanço de branco das óticas.
- Limpa e desembaça.



[www.bioargo.com](http://www.bioargo.com)  
[vendas@bioargo.com](mailto:vendas@bioargo.com)  
**21 2621-5565**

**BUFFALO  
Filter**  
Líder Mundial em Sistema de  
Aspiração de Fumaça Cirúrgica

**bioargo**