



 **LIQUIBAND**[®]
Surgical S



Adesivo Tópico de Pele Fechamento e Proteção




Produzida no
Reino Unido



- Características da Liquiband Surgical S
- Liquiband Surgical S x sutura
- Liquiband Surgical S x outras
- Forma de uso

Tendência de uso de adesivo tópico na Europa

Europe Topical Skin Adhesive Market is Expected to Account for USD Million by 2029



Europe Topical Skin Adhesive Market, By 2029



DATA BRIDGE MARKET RESEARCH

DMCA Protected © Data Bridge Market Research- All Rights Reserved.

Source: Data Bridge Market Research Market Analysis Study 2022



Modelos

Liquiband Surgical S



1o lugar




Liquiband Optima

LIQUIBAND

Liquiband Exceed

LIQUIBAND

Octyl Blend^{10™}
Moderna Formulação




Conteúdo estéril
.não apenas a embalagem

Fórmula moderna e patenteada

Aplicações

- ✓ ***Cirurgia plástica***
- ✓ ***Laparoscopia***
- ✓ ***Neurocirurgia***
- ✓ ***Tireoidectomia***
- ✓ ***Herniorrafia***
- ✓ ***Cirurgia cardíaca***
- ✓ ***Cesariana***
- ✓ ***Mastectomia***
- ✓ ***Emergência***
- ✓ ***Nefrectomia***

- ✓ ***Muitas
Outras***



Asa de Ativação

Bastão


**Aplicador
Removível**

**Ponta de Precisão
Controle fluxo
Redutor de bolhas**



Asa de ativação

- Controle de Fluxo
- Fácil ativação
- Menor risco de corte
- Ergonômico



Asa de
ativação

Não há necessidade de armazenamento especial



Secagem rápida: apenas 10 segundos.
Ao invés de 60 segundos


Aplicação 2X mais rápida do que sutura*



*Jallali N et al, 2004; Dowson CC et al, 2004; Matin SF, 2003; Maarteense et al, 2002



Uso por mais tempo.
Mais de 10 minutos após ativação
Ao invés de 90 segundos



Temperatura
ambiente



Asa de
ativação




Secagem
Rápida



Duração
Maior

Resistente à água

Conforto para o paciente –
banho logo após o procedimento



Temperatura
ambiente



Asa de
ativação



Aplicador de
precisão



Secagem
Rápida



Duração
Maior



Resistente
a água

Forma filme transparente


Melhor visualização da cicatriz

Proteção antimicrobiana

Diminui o risco de infecções

Conteúdo esterilizado

Alta taxa de transmissão de vapor - 'a pele respira' evitando maceração)



Temperatura ambiente



Asa de ativação



Aplicador de precisão



Secagem Rápida



Duração Maior



Seguro



Resistente a água


Mais forte que sutura 4.0

Mais forte que outras colas

Não precisa de fita


- Menor risco de reação cutânea

Relative strengths of topical cyanoacrylates and sutures⁽⁴⁾



(4) Comparative tensile strength study – OQR 03 0074 Rev3 alongside comparison of wound tensile strength per Liquiband_Surgical, 2 Octyl Cyanoacrylate and sutures.
uk.liquiband.com/region/uk/liquiband-product-range-wound-closure/liquiband-surgical-s/

Menor risco de deiscência



Temperatura ambiente



Asa de ativação



Secagem Rápida



Duração Maior




Seguro

A Liquiband Surgical S

não precisa de fita para fixar ou de curativo

- Menor risco de reação cutânea (s/fita e menor qde)
- Menos tempo para aplicar e retirar
- Melhor visualização da cicatriz
- Mais acesso à ferida
- Melhor acabamento



Temperatura
ambiente



Asa de
ativação



Secagem
Rápida



Duração
Maior



Seguro



Resistente
a água

A Liquiband Surgical S


não precisa de fita para fixar e proteger


Menor acabamento

- Ponta de precisão
- Aproximação das bordas



Melhor Fechamento





Melhor Fechamento

LIQUIBAND[®]
Surgical S
Adesivo Tópico de Pele




A Liquiband Surgical S

não precisa de fita para fixar e proteger

- Menor risco de reação cutânea (s/fita e menor qde)
- Menos tempo para aplicar e retirar
- Melhor visualização da cicatriz (fita ou curativo)
- Mais acesso à ferida
- Melhor acabamento
 - Aproximação das bordas
 - Ponta de precisão

- Economicidade



Temperatura ambiente



Asa de ativação



Aplicador de precisão



Secagem Rápida



Duração Maior



Seguro



Resistente a água

Economicidade


- **Melhor rendimento**

Menos quantidade

Aplicação contínua




Liquiband



- **Menos desperdício**

Outra



Melhor resultado cosmético

Em função de menor risco de
intercorrências


- deiscência
- reação cutânea
- reação exotérmica
- Infecção
- Aproximação das bordas

Efeito similar ao da fita de silicone
já no momento do fechamento



Menor geração de calor⁴

Aumento máximo da temperatura ⁴



Menos sensibilidade e risco de queimaduras

Forma de uso

- 1) Hemostasia e limpeza
- 2) Ativação
- 3) Unir as bordas
- 4) Passar 1 vez com a ponta de precisão
- 5) Passar 3 vezes com o bastão **Não pincelar!**

Iniciar 1cm antes da incisão até 1 cm após
1a vez no centro e as outras 2 tendendo para os lados

Uso externo apenas
Não aplicar nas juntas
Não aplicar em membrana mucosa



Forma de uso

Remoção

Apesar da cola sair naturalmente, pode ser que dure por mais tempo. A remoção pode ser feita delicadamente com uma pinça Kelly, com ou sem o uso de alguma solução oleosa.



Vantagens para o paciente

- ✓ **Melhor resultado cosméticos**
- ✓ **Mais proteção contra intercorrências**
infecção, deiscência, dermatite, queimaduras
- ✓ **Conforto – resistente à água**
- ✓ **Não precisa de curativos**

Vantagem para o profissional de saúde

- ✓ **Pode ser usada por mais tempo após ativação (>10 minutos)**
- ✓ **Rápida aplicação – fechamento em menos de 10 segundos**
- ✓ **Possui ponta de precisão e bastão no mesmo dispositivo**
- ✓ **Possui asa de ativação e controle de fluxo**
- ✓ **Fácil visualização**
- ✓ **Melhor adesão – menor risco de deiscência**
- ✓ **Fácil armazenamento**
- ✓ **Melhor acabamento – mais proximidade das bordas**











Advanced Medical Solutions

LIQUIBAND[®]
Surgical S
Adesivo Tópico de Pele



Bioargo



(21)26215565



www.bioargo.com



vendas@bioargo.com

