



**LIQUIBAND<sup>®</sup>**  
**Surgical S & Optima**

*Adesivo Tópico de Pele*



Temperatura ambiente



Aplicador de precisão



Secagem em 10 seg.



Barreira Microbiana



Seguro



Resistente a água

# Adesivo Tópico de Pele

## Para Incisões Cirúrgicas, Fechamento e Proteção



Advanced Medical Solutions



# LiquiBand® Surgical S e LiquiBand® Optima

Contém adesivo de pele Octyl-Blend<sup>10TM</sup>. Essa combinação superior de cianoacrilato fornece as propriedades de **fechamento rápido** do butil-cianoacrilato com as capacidades de **flexibilidade** do octil-cianoacrilato em uma **nova formulação**.

## Fase 1 - Fechamento da Incisão

Rapidez e força do Octyl-Blend<sup>10TM</sup> via Ativador e Controle de Fluxo, oferecendo precisão no fechamento de feridas ou incisões.



Fechamento

## Fase 2 - Força com Proteção

A aplicação do curativo é feita sobre a área da ferida atuando como barreira microbiana, oclusiva e resistente à água. Esse adesivo flexível aumenta a força do fechamento primário.



Proteção




## Vantagens:

- Forte, seguro e preciso<sup>1</sup>
- Fechamento em 10 segundos<sup>1</sup>
- Proteção oclusiva da ferida<sup>1</sup>
- Barreira microbiana<sup>1</sup>
- Dois tipos de aplicadores para fechamento preciso e selagem
- Controle de fluxo

Aplicações incluem uma variedade de procedimentos, como:

- Cirurgia plástica
- Cirurgia gastrointestinal
- Laparoscopia
- Artroscopia
- Artroplastia
- Cesária



Conheça LiquiBand® Optima  
Ideal para emergências e ambulâncias

Fabricante:



Advanced Medical Solutions

Importado e distribuído por:



Contato:

Telefone: (21) 2621-5565  
E-mail: info@bioargo.com  
www.bioargo.com

<sup>1</sup>Vide em [www.bioargo.com](http://www.bioargo.com)